



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
 订货热线: 400-1683301或800-8283301  
 订货e-mail: order@beyotime.com  
 技术咨询: info@beyotime.com  
 网址: http://www.beyotime.com

## BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明)

产品编号	产品名称	包装
FTUB337-10pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明)	10个/盒
FTUB337-50pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明)	10个/盒, 5盒/箱

### 产品简介:

BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明), 即BeyoGold™ 96-well Plate for qPCR (0.2ml, Semi-Skirted, Clear), 是碧云天的金牌高品质耗材系列产品。本产品为0.2ml规格96孔的qPCR板, 半裙边, 无色透明, 且无DNase、RNase、内毒素和热原, 专为荧光定量PCR应用设计, 适配大多数定量PCR仪。荧光定量PCR用96孔板又称光学96孔反应板、光学96孔板等。本产品的主要特点如下:

1. 本荧光定量PCR用96孔板为半裙边, 在板的边缘周围具有短的边缘, 适用于自动化应用, 在移液过程中提供足够的支撑; 平孔缘, 全平面板, 板型符合SBS国际标准, 可与大多数PCR仪或qPCR仪的模块适配。
2. 本半裙边荧光定量PCR用96孔板适用的定量PCR仪器有:  
 ABI: 7000 System, 7300 System, 7500 System;  
 Bio-Rad: iCycler™ Thermal Cycler、iCycler iQ™ 4、iCycler iQ™ 5、iCycler with MyiQ、MyiQ2;  
 Agilent: Stratagene Mx4000®、Stratagene Mx3000P®、Stratagene Mx3005P™;  
 Eppendorf: Mastercycler EP Realplex;  
 Takara: TP900/TP850、TP960/TP870;  
 宏石: SLAN-96P/96S; 天隆: TL 988; 博日: LineGene 9600等。  
 注: 以上机型仅供参考, 须根据具体仪器、具体型号选择相应的96孔板。
3. 本荧光定量PCR用96孔板经过多方面的优化, 采用USP认证的进口医疗级高透明聚丙烯(Polypropylene, PP)作为原材料制成, 能更好适应PCR反应过程中反复高低温循环设定, 可121℃高温高压灭菌。
4. 本荧光定量PCR用96孔板采用一体化框架和孔设计, 管壁厚度极度均一, 能有效确保孔与孔之间的温度一致性, 样品受热均匀, 确保了极佳的传热速度和高效的样品回收。
5. 本荧光定量PCR用96孔板采用薄壁设计, 本底荧光水平极低, 便于样本的检测。
6. 本荧光定量PCR用96孔板为黑色印刷行列数字标识, 便于不同反应管样品区分标识。
7. 本荧光定量PCR用96孔板的切角为右上角即A12。
8. 本荧光定量PCR用96孔板的反应孔边缘略高出平面, 增加与封板膜的适配密封性, 可与碧云天荧光定量PCR用封板膜(FSF002/FSF035/FSF039)配套使用, 隔绝周围空气, 有效避免可能存在的样品污染。
9. 本荧光定量PCR用96孔板无DNA酶、无RNA酶、无热原、无内毒素。

### 保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
FASA011-1pc	BeyoGold™封板膜刮板	1个/袋
FSF002	荧光定量PCR用封板膜(ABI分装)	20片/包装
FSF035-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	20片/包装
FSF035-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	100片/包装
FSF039-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	20片/包装
FSF039-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	100片/包装
FTUB325-125pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明)	125排/盒
FTUB325-1250pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明)	125排/盒, 10盒/箱
FTUB326-300pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明, 6条/袋)	6条/袋, 50袋/箱
FTUB326-1500pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明, 6条/袋)	6条/袋, 250袋/箱
FTUB333	荧光定量PCR用96孔板(ABI原装)	20片/包装
FTUB384	荧光定量PCR用384孔板(ABI分装)	20片/包装
FTUB335-10pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 无裙边, 透明)	10个/盒

FTUB335-50pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 无裙边, 透明)	10个/盒, 5盒/箱
FTUB337-10pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明)	10个/盒
FTUB337-50pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明)	10个/盒, 5盒/箱
FTUB339-10pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 高裙边, 磨砂)	10个/盒
FTUB339-50pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 高裙边, 磨砂)	10个/盒, 5盒/箱

Version 2023.06.16