



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

TM缓冲液(10X, pH7.5, 无菌)

产品编号	产品名称	包装
ST455-500ml	TM缓冲液(10X, pH7.5, 无菌)	500ml

产品简介:

- TM缓冲液(10X, pH7.5, 无菌)主要由0.5M Tris-HCl (pH7.5)、80mM MgSO₄组成。为常用的分子生物学实验的pH缓冲液。
- 本产品为10倍浓缩缓冲液，经过高压湿热灭菌处理，使用时只需要用无菌蒸馏水或去离子水稀释至工作浓度即可。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST455-500ml	TM缓冲液(10X, pH7.5, 无菌)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 6个月有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2020.11.16