



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10X)

产品编号	产品名称	包装
ST466-500ml	碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10X)	500ml

产品简介:

- 碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10X)主要由0.5M NaOH及10mM EDTA组成, 主要用于碱性琼脂糖凝胶电泳。
- 本产品为10倍浓缩液, 使用时用无菌蒸馏水或去离子水稀释至工作浓度即可。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST466-500ml	碱性琼脂糖凝胶电泳缓冲液(10X)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 一年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2020.11.11