


超快速Western解决方案

- 从样品到条带仅需80分钟
- 从膜到条带仅需30分钟
- 内参/标签蛋白从膜到条带仅需10分钟

BeyoWB™ Control BeyoWB™ Control



Western实验从蛋白样品到条带仅需80分钟 对抗体和仪器无特殊要求!

产品编号	产品名称	产品优势
P0002	BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒	从蛋白样品到条带 仅需80分钟 ，可任意自选一抗二抗，对仪器无特殊要求!


Western实验从膜到条带仅需30分钟 对抗体和仪器无特殊要求!

产品编号	产品名称	产品优势
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	从膜到条带 仅需30分钟 ，可任意自选一抗二抗，对仪器无特殊要求!
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	从膜到条带 仅需30分钟 ，用户仅需自备一抗，对仪器无特殊要求!
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	

Western实验内参/标签蛋白从膜到条带仅需10分钟 对仪器无特殊要求!

产品编号	产品名称	产品优势
P0970/P0971/P0972	Actin/GAPDH/Tubulin超快速Western检测试剂盒	从膜到条带 仅需10分钟 ，试剂盒自带一抗二抗。
P0981-P0997	Flag /HA /Myc /His /His (C-terminal)/GFP /GST /V5 /MBP /Strep II /AVI超快速Western检测试剂盒	

产品效果 | PRODUCT EFFECT



碧云天BeyoWB™Western检测试剂盒系列产品与常规Western检测效果的比较图。

Western实验从样品到条带

BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒 (P0002)

BeyoWB™ 80分钟电泳转膜
与Western检测试剂盒&常规Western耗时大PK



实验耗时	BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒	常规Western
蛋白样品变性	3-5min	3-5min
电泳	25min	60-90min
转印三明治	3-5min	3-5min
转膜	10min	30-60min
封闭	室温5min	室温60min
一抗孵育	室温孵育15min	室温60min
洗膜	0.5min*3	5min*3
二抗孵育	室温孵育5min	室温60min
洗膜	0.5min*3	5min*3
化学发光	0.5min之内	0.5min之内
合计	80min内	约370min

产品优势 | PRODUCT ADVANTAGES

- **超快速完成 WB 实验:** 总计不超过 80 分钟就能实现从蛋白样品到目的条带;
- **WB 完整解决方案:** 仅需自备一抗、二抗、水、无水乙醇及电泳、转印和成像设备; 无气味上样缓冲液、预制胶、预裁切 PVDF 膜、转膜海绵垫等都一并提供了!
- **效果优异:** 大量样本实测, BeyoWB™ 80 分钟电泳转膜与 Western 检测试剂盒的效果优于原 WB 常规检测方法。

产品特点 | FEATURES

- **快速电泳:** 使用试剂盒自带的 4-20% 的预制胶, 仅需 180V 电泳 25 分钟;
- **高效转膜:** BeyoWB™ 转膜液无需冰浴, 室温下仅需 10 分钟即可高效转移蛋白, 转膜 10 分钟后温度仅升高 5-10°C;
- **快速封闭:** BeyoWB™ 封闭液封闭时间仅需室温孵育 5 分钟, 效果优于传统封闭液;
- **优化抗体稀释:** BeyoWB™ 抗体稀释液深度优化, 一抗室温孵育 15 分钟, 二抗室温孵育 5 分钟, 可保存使用不少于 1 个月, 并且可重复使用;
- **高灵敏度化学发光:** BeyoECL 化学发光试剂灵敏度极高、背景低、发光时间长, 成像效果极优。

Western实验从膜到条带

BeyoWB™ 30分钟检测试剂盒系列产品 (免费试用)

产品特点 | FEATURES

- **有效缩短实验时间:** 通常仅需 30 分钟就可以从完成转印的印迹膜到获得目的蛋白条带, 封闭时间仅需 5 分钟, 一抗孵育 15 分钟, 二抗孵育 5 分钟, 每次洗涤仅需 30 秒;
- **灵敏度高:** 化学发光试剂灵敏度高、背景低;
- **检测效果优:** 大量抗体实测, 通常优于常规 WB 检测方法;
- **使用便捷:** 用户只需自备常用的一抗和二抗, 30 分钟内即可快速获得与传统 Western 检测效果相当甚至更优的结果。此外, 还提供包含二抗的 BeyoWB™ 30 分钟 Western 检测试剂盒 (小鼠一抗用) (P0956) 和 BeyoWB™ 30 分钟 Western 检测试剂盒 (兔一抗用) (P0958), 用户仅需自备一抗即可;
- **可重复使用:** 一抗和二抗工作液可回收并重复使用;
- **免费试用:** BeyoWB™ 30 分钟检测试剂盒提供免费试用装 (P0001FT)。




常见内参和标签蛋白超快速Western检测试剂盒（免费试用）

产品特点 | FEATURES


- **使用便捷,有效节约 Western 实验时间**
封闭时间仅需 1 分钟,一抗和二抗孵育合并为一步操作,仅需 5 分钟即可完成抗体孵育。试剂盒包含从封闭到化学发光的整套试剂,转膜完成后通常 10 分钟就可以得到高质量的 Western 结果,可以极大加快 Western 实验的检测速度;
- **灵敏度高、背景极低,兼容性强**
灵敏度高、背景极低、发光时间长,适用于大多数常规的 Western 检测;
- **Actin/GAPDH/Tubulin 超快速 Western 检测试剂盒可以兼容检测人、小鼠、大鼠等;**
- **节约经费**
抗体工作液,可以在 4°C 保存和使用不少于 1 个月,并且可以重复使用;
- **免费试用**
GAPDH 超快速 Western 检测试剂盒 (P0971FT) 提供免费试用。



产品效果 | PRODUCT EFFECT




碧云天Actin超快速Western检测试剂盒(P0970)的检测效果图。



碧云天GAPDH超快速Western检测试剂盒(P0971)的检测效果图。

碧云天Tubulin超快速Western检测试剂盒(P0972)的检测效果图。



碧云天Flag标签蛋白超快速Western检测试剂盒(P0981)的检测效果图。

碧云天HA标签蛋白超快速Western检测试剂盒(P0982)的检测效果图。

碧云天Myc标签蛋白超快速Western检测试剂盒(P0983)的检测效果图。

碧云天His标签蛋白超快速Western检测试剂盒(P0984)的检测效果图。

产品试用信息 | PRODUCT TRIAL INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装
P0001FT	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(试用装)	2-5次
P0971FT	GAPDH超快速Western检测试剂盒(试用装)	1-3次

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
P0001	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	268/1088元
P0002	BeyoWB™ 80分钟电泳转膜与Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	698/2868元
P0956	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(小鼠一抗用)	6-15次/30-75次	288/1156元
P0958	BeyoWB™ 30分钟Western检测试剂盒(兔一抗用)	6-15次/30-75次	289/1158元
P0970	Actin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	198/768元
P0971	GAPDH超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	198/768元
P0972	Tubulin超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	198/768元
P0981	Flag标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	198/768元
P0982	HA标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	198/768元
P0983	Myc标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	198/768元
P0984	His标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	198/768元
P0985	His标签蛋白(C-Terminal)超快速Western检测试剂盒	6-15次	198元
P0986	GFP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次/30-75次	198/768元
P0987	GST标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次	228元
P0988	V5标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次	228元
P0990	MBP标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次	228元
P0992	StreptII标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次	228元
P0997	AVI标签蛋白超快速Western检测试剂盒	6-15次	228元
P0025N	Western一抗二抗去除液(中性)	250ml	293元
P0946	BeyoWB™ HRP标记山羊抗小鼠IgG	200µl/1ml	128/398元
P0948	BeyoWB™ HRP标记山羊抗兔IgG	200µl/1ml	129/399元
P0950	BeyoWB™封闭液	100ml/500ml	186/752元
P0951	BeyoWB™抗体稀释液	100ml/500ml	498/1998元
P0952	BeyoWB™洗涤液	500ml	88元
P0953	BeyoWB™洗涤液(10X)	500ml	58元
P0955	BeyoWB™ BeyoECL	100ml/500ml	718/2698元

Beyotime Biotech Inc | 上海碧云天生物技术股份有限公司

地址: 上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼 邮编: 201611
 热线: 400-1683301 或 800-8283301 Email: info@beyotime.com 网站: www.beyotime.com

Quick Order | 订货方式



400-1683301 或 800-8283301



4001683301



order@beyotime.com



www.beyotime.com



碧云天网站



微信公众号